

Anti-Ndufv1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49821

Artikelnummer: CM0029635



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen NDUFV1, eine 51 kDa große Core-Untereinheit des mitochondrialen Komplex I. Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Reaktivität bei Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFV1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4723
GeneID	4723
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 72-420 des menschlichen NDUFV1 (NP_009034.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49821
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel