


Anti-Ndufv2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19404

Artikelnummer: CM0030327



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes NDUFV2 (CI-24k). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. NDUFV2 ist eine Kernuntereinheit des mitochondrialen Atmungskettenkomplexes I, beteiligt am Elektronentransfer und impliziert bei mitochondrialen Erkrankungen. - P19404

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFV2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CI-24k; MC1DN7; NDUFV2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4729
Gen-ID	4729
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-249 von humanem NDUFV2 (NP_066552.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19404
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel