

Anti-Necab1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N987

Artikelnummer: CM0013089

Einführung

NECAB1 (EFCBP1)-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, gewonnen gegen die Aminosäuren 1-351. Geeignet für Western Blot und ELISA, mit bestätigter Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des neuronalen Kalzium-bindenden Proteins 1 in Hirngewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NECAB1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EFCBP1; STIP-1; NECAB1
Spezies	Mensch
Gen-ID	64168
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-351 des humanen NECAB1 (NP_071746.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N987
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku