

Anti-Necab3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96P71

Artikelnummer: CM0016811

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches NECAB3 gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ein wertvolles Werkzeug zur Untersuchung der Amyloid-Beta-Bildung und der Mechanismen der Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NECAB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NIP1; XB51; STIP3; EFCBP3; SYTIP2; APBA2BP; dj63M2.4; dj63M2.5; NECAB3
Spezies	Mensch
Gen-ID	63941
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-362 von menschlichem NECAB3 (NP_112508.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96P71
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel