

Anti-Necap2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nvz3

Artikelnummer: CM0018122

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches NECAP2 (Adaptin ear-binding coat-associated protein 2) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Endozytose- und Vesikeltransport-Forschung. - Q9NVZ3.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NECAP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NECAP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55707
GenID	55707
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 194-263 von menschlichem NECAP2 (NP_060560.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NVZ3
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel