

Anti-Nectin 2/Cd112 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92692

Artikelnummer: CM0029191



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Nectin-2 (CD112, HVEB), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung von T-Zell-Signalgebung, Zelladhäsion und viralem Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Nectin 2/CD112 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HVEB; PRR2; CD112; PVRL2; PVRR2; Nectin 2/CD112
Spezies	Human
GeneID (Human)	5819
GeneID	5819
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 382-479 von humanem Nectin 2/CD112 (NP_002847.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q92692
Protein-Gewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel