

Anti-Nectin-4/Pvrl4 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Fc, Elisa - Q96Ny8

Artikelnummer: CM0009137



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen humanes Nectin-4/PVRL4 gerichtet ist. Validiert für FC und ELISA. Geeignet für die Krebs- und Virusinfektionsforschung, insbesondere für Studien zum Eintritt des Masernvirus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nectin-4/PVRL4 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; Nectin-4
Spezies	Human
Gen-ID	81607
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 32-146 von humanem Nectin-4/PVRL4 (NP_112178.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96NY8
Proteingewicht	24kDa/55kDa
Versand	Eisbeutel