


Anti-Nedd1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhv4

Artikelnummer: CM0030106



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NEDD1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein 72kDa-Band. Ideal für Studien zum Mitoseverlauf und zur Mikrotubuli-Nukleation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEDD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCP-WD; TUBGCP7; NEDD1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	121441
GeneID	121441
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 411-660 von humanem NEDD1 (NP_690869.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NHV4
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel