

Anti-Nedd4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46934

Artikelnummer: CM0010266



Einführung

Anti-NEDD4 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Ziel ist humanes NEDD4 (149kDa E3-Ubiquitin-Ligase), relevant für Ubiquitinierungs-, Autophagie- und Virusinfektionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEDD4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RPF1; NEDD4-1; NEDD4
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4734
GeneID	4734
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P46934
Proteingewicht	149kDa
Versand	Eisbeutel