

Anti-Nedd4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P46934

Artikelnummer: CM0015562



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NEDD4, eine E3-Ubiquitin-Protein-Ligase, die an Rezeptorabbau und Autophagie beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für Ubiquitinierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEDD4 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	RPF1; NEDD4-1; NEDD4
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4734
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 160-460 von humanem NEDD4 (NP_940682.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P46934
Proteingewicht	149kDa
Versand	Eistasche