

Anti-Nedd4L Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Pu5

Artikelnummer: CM0027668



Einführung

NEDD4L Kaninchen-Polyclonale Antikörper (Q96PU5) validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-NEDD4L, eine E3-Ubiquitin-Ligase, die TGF- β , Autophagie und Ionenkanäle reguliert. Ideal für Forschung zu Signalwegen und Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEDD4L Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23327
GeneID	23327
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 836-955 des menschlichen NEDD4L (NP_056092.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96PU5
Proteinmasse	112 kDa
Versand	Eisbeutel