

Anti-Nedd4L Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Pu5

Artikelnummer: CM0012441



Einführung

NEDD4L Kaninchen mAb für WB und ELISA. Dieser monoklonale Antikörper wurde an Humanproben validiert und erkennt die E3-Ubiquitin-Ligase NEDD4L (~112 kDa). Entwickelt für die Erforschung von Ubiquitin-Signalwegen, Kanalregulation und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEDD4L Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23327
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 876-975 von humanem NEDD4L (Q96PU5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96PU5
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Eisbeutel