

Anti-Nedd8 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q15843

Artikelnummer: CM0007516



Einführung

NEDD8 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für Western Blot und ELISA, geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das Ubiquitin-ähnliche Protein NEDD8 ab, das an der Kontrolle des Zellzyklus und dem Proteinabbau beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEDD8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NEDD-8; NEDD8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4738
Gen-ID	4738
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15843
Proteingewicht	9kDa
Versand	Eisbeutel