

Anti-Nedd8-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q15843

Artikelnummer: CM0017111



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NEDD8, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen ubiquitinähnlicher Proteine und des Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEDD8-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NEDD-8; NEDD8
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4738
GeneID	4738
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-81 des humanen NEDD8 (NP_006147.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15843
Proteingewicht	9 kDa
Versand	Kühlakku