


Anti-Nedd9 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14511

Artikelnummer: CM0022240



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches NEDD9 (HEF1/CAS-L). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Zelladhäsion, Migration und Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEDD9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CAS2; CASL; HEF1; CAS-L; CASS2; NEDD9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4739
Gen-ID	4739
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 390-560 von menschlichem NEDD9 (NP_006394.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14511
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Eisbeutel