


Anti-Neil1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Fi4

Artikelnummer: CM0026092



Einführung

NEIL1 Kaninchen pAb (polyklonaler Antikörper) für humanes, murines und ratten WB und ELISA. Erkennt Endonuklease 8-like 1, ein DNA-Reparaturenzym, das an der Basenexzisionsreparatur beteiligt ist. Ideal für die Erforschung von oxidativer DNA-Schädigung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEIL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FPG1; NEI1; hFPG1; NEIL1
Spezies	Human
GeneID (Human)	79661
GeneID	79661
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-135 von humanem NEIL1 (NP_078884.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96Fi4
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eistasche