


Anti-Nek2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51955

Artikelnummer: CM0012734



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches NEK2, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-NEK2 (52 kDa). Ideal für Forschung zu Zellzyklus und Zentrosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEK2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	NLK1; RP67; NEK2A; HsPK21; PPP1R111; NEK2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4751
GenID	4751
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem NEK2 (P51955) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51955
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel