

Anti-NEK3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P51956

Artikelnummer: CM0029646

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane NEK3-Kinase (P51956), validiert für Western Blot und ELISA, mit Reaktivität in Human, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur neuronalen Morphogenese und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEK3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSPK36; NEK3
Spezies	Human
GeneID (Human)	4752
GeneID	4752
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 267-506 von humanem NEK3 (NP_689933.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51956
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel