

Anti-NEK6 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - Q9Hc98

Artikelnummer: CM0009672

Einführung

Dieser NEK6 Kaninchen-monoklonaler Antikörper detektiert endogenes NEK6 in Proben von Mensch, Maus und Ratte mittels WB, IHC-P und ELISA. Er zielt auf eine Region der Kinase-Kerndomäne ab und unterstützt Forschung zu Zellzyklus, Mitose und DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEK6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	SID6-1512; NEK6
Spezies	Mensch
Gen-ID	10783
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-300 des menschlichen NEK6 (Q9HC98) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HC98
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel