

Anti-NEK7-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tdx7

Artikelnummer: CM0021233



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes NEK7, geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung des Fortschritts des mitotischen Zellzyklus und der Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEK7 Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	140609
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 257-301 von humanem NEK7 (NP_598001.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TDX7
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel