

Anti-Nek7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tdx7

Artikelnummer: CM0002629



Einführung

NEK7 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte; zielt auf die Serin/Threonin-Protein-Kinase Nek7 ab, die an der Mitose und der Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms beteiligt ist. Ideal für Forschung zu Zellzyklus und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEK7 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	NIMA-verwandte Kinase 7; NEK7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	140609
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 203-302 von menschlichem NEK7 (Q8TDX7) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TDX7
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel