

Anti-NEK8-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q86Sg6

Artikelnummer: CM0014532

Einführung

Hochwertiger polyklonaler NEK8-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-NEK8, eine Serin/Threonin-Kinase, die für die Zilienfunktion und die Integrität der Nierentubuli entscheidend ist. Ideal für die nephrologische und zellbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEK8-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	JCK, NPHP9, RHPD2, NEK12A, NEK8
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	284086
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 270-390 des menschlichen NEK8 entspricht (NP_835464.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86SG6
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Ice-Bag