

Anti-NEK9-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Td19

Artikelnummer: CM0021144



Einführung

NEK9-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und rattes NEK9 (~107 kDa). Ideal für die Untersuchung des mitotischen Fortschritts und der Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEK9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NC; APUG; NERCC; LCCS10; NERCC1; NEK9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	91754
Gen-ID	91754
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 730-979 von humanem NEK9 (NP_149107.4) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TD19
Proteingewicht	107kDa
Versand	Eisbeutel