


Anti-Nelfcd Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ixx7

Artikelnummer: CM0025107



Einführung

Anti-NELFCD polyklonaler Antikörper, der mit menschlichem, murinem, rattem NELFCD (TH1/TH1L) reagiert. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Geeignet für Studien zu Transkriptionsverlängerung und dem NELF-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NELFCD Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliaße	TH1; TH1L; NELF-C; NELF-D; HSPC130; NELFCD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51497
GenID	51497
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-182 von menschlichem NELFCD (NP_945327.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IXH7
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel