


Anti-Nelfe Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P18615

Artikelnummer: CM0029715



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NELFE, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Geeignet für Studien zu transkriptioneller Pausierung, NELF-Komplex-Dynamik und HIV-1-Latenzforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NELFE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RD; RDP; RDBP; D6S45; NELF-E; NELFE
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7936
Gen-ID	7936
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 von humanem NELFE (NP_002895.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P18615
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel