


Anti-Nelfe-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P18615

Artikelnummer: CM0028798



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes NELFE (RD, RDBP), validiert in WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. NELFE ist ein Repressor der Transkriptionselongation und eine Komponente des NELF-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NELFE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RD; RDP; RDBP; D6S45; NELF-E; NELFE
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7936
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von humanem NELFE (NP_002895.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18615
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel