

Anti-Nell1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92832

Artikelnummer: CM0017086



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches NELL1, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt NELL1 bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur Osteoblastendifferenzierung und Knochenmineralisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NELL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	NRP1; IDH3GL; NELL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4745
GenID	4745
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 160-420 des menschlichen NELL1 (NP_006148.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92832
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel