

Anti-Nell2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99435

Artikelnummer: CM0019632



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NELL2 (Protein-Kinase-C-bindendes Protein NELL2). Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Nervengewebe und Axonführung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	NELL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NRP2; NELL2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4753
Gen-ID	4753
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-300 von humanem NELL2 (NP_006150.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q99435
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel