

Anti-Nephrin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Qzs7

Artikelnummer: CM0029259

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen Nephrin der Maus (UniProt Q9QZS7). Validiert für WB, IF, IHC, ELISA. Reagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Nieren-Podocyten und der glomerulären Filtration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nephrin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CNF; NPHN; Nephrin
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4868
GenID	54631
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1033-1256 von Nephrin der Maus (NP_062332.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9QZS7
Proteingewicht	135kDa
Versand	Eisbeutel