

Anti-Nephrin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Qzs7

Artikelnummer: CM0004146

Einführung

Hochspezifischer Nephrin-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA an Maus. Zielt auf das Spaltdiaphragma-Protein der Podozyten ab; essentiell für die Nierenfiltrations- und Nephropathie-Forschung. UniProt: Q9QZS7.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nephrin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	nephrin; NephrinB
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4868
GenID	54631
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QZS7
Proteingewicht	135 kDa/136 kDa
Versand	Eisbeutel