


## Anti-Nephrin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60500

Artikelnummer: CM0004472



### Einführung

Dieser kaninchen monoklonale Antikörper richtet sich gegen menschliches Nephrin (SWISS: O60500), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Podozyten-Spaltmembran und der Nierenfiltration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Nephrin Kaninchen mAb                                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | CNF; NPHN; Nephrin; Nephrin                                                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                          |
| Gen-ID (Mensch)   | 4868                                                                                                                                                            |
| Gen-ID            | 4868                                                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1019-1241 von menschlichem Nephrin entspricht (NP_004637.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                             |
| SWISS             | O60500                                                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 135kDa                                                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                       |