

## Anti-Nesprin-1-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc Und Elisa - Q8Nf91

Artikelnummer: CM0003783



### Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Nesprin 1 (SYNE1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung des LINC-Komplexes und der Dynamik der Kernhülle.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Nesprin 1 Kaninchen mAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Aliae | 8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nesp1; SCAR8; C6orf98; dj45H2.2; Nesprin 1                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                             |
| GenID (Mensch)    | 23345                                                                                                                              |
| GenID             | 23345                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 8200-8400 von menschlichem Nesprin 1 (Q8NF91) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                       |
| SWISS             | Q8NF91                                                                                                                             |
| Proteinmasse      | 1011 kDa/112 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |