

Anti-Nesprin-1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nf91

Artikelnummer: CM0021105



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Nesprin 1 (SYNE1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Zytoskeletts und der Kernhülle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nesprin 1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nesp1; SCAR8; C6orf98; dj45H2.2; Nesprin 1
Art	Mensch
GeneID	23345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 8220-8410 des humanen Nesprin 1 (NP_892006.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NF91
Proteingewicht	1011 kDa/112 kDa
Versand	Kühlakku