

Monoklonaler Anti-Nesprin3 (Kash3)-Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Zmz3

Artikelnummer: CM0002646



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches Nesprin-3 (KASH3), validiert für WB und ELISA mit Reaktivität bei Mensch und Maus. Essenziell für LINC-Komplex-vermittelte nuklear-zytoskelettale Verbindungen und gerichtete Zellwanderung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nesprin3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; Nesprin3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	161176
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 750-935 von menschlichem Nesprin3 (NP_689805.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6ZMZ3
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Eisbeutel