

Anti-Nestin Polyklonaler Antikörper Für Wb - P48681

Artikelnummer: CM0016893

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Nestin (NES) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Geeignet für die Erforschung von neuronalen Stammzellen und der Entwicklung. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nestin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Nbla00170; Nestin
Spezies	Human
GeneID (Human)	10763
GeneID	10763
Immunogen	Rekombinantes Protein / ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1392-1621 des humanen NES (NP_006608.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P48681
Proteingewicht	177 kDa
Versand	Kühltasche