


Anti-Net1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z628

Artikelnummer: CM0014676



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes NET1 (RhoGEF Protoonkogen). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein (AS 1-300).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NET1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NET1A; ARHGEF8; NET1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10276
GenID	10276
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des humanen NET1 (NP_001040625.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7Z628
Proteinmasse	68 kDa
Versand	Eisbeutel