

Anti-Neu1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99519

Artikelnummer: CM0028831

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes NEU1 (Sialidase-1), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu lysosomalen Speicherkrankheiten und Glykobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEU1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	NEU; NANH; SIAL1; NEU1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4758
GeneID	4758
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 210-415 des humanen NEU1 (NP_000425.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99519
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel