


Anti-Neu2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3R4

Artikelnummer: CM0030446



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches NEU2 (Sialidase-2) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Forschung zum Glykolipid-Stoffwechsel und die Entwicklung von diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEU2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SIAL2; NEU2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4759
Gen-ID	4759
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 171-380 von menschlichem NEU2 (NP_005374.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y3R4
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel