

Anti-Neu3 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq49

Artikelnummer: CM0017220

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen NEU3, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humane und murine Sialidase-3, eine 48 kDa Membran-Sialidase, die am Gangliosid-Katabolismus und am EGFR-Signalweg beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEU3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SIAL3; NEU3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10825
Gen-ID	10825
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 222-461 des humanen NEU3 (NP_006647.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UQ49
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel