

Anti-Neun (Fox-3) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - A6Nfn3

Artikelnummer: CM0014026

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NeuN (RBFOX3), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien mit neuronalen Markern und zur Erforschung von Splice-Varianten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NeuN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	146713
Gen-ID	146713
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 von NeuN (NP_001076044.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	A6NFN3
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eistasche