

Anti-Neun Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If - A6Nfn3

Artikelnummer: CM0003757

Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Anti-NeuN-Antikörper, geeignet für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA zum Nachweis von Neuronenkernen in menschlichen, murinen und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NeuN Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
Spezies	Mensch
GenID	146713
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von menschlichem NeuN (A6NFN3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	A6NFN3
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel