

## Anti-Neun Maus-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - A6Nfn3

Artikelnummer: CM0008335

### Einführung

Hochwertiger monoklonaler Maus-Antikörper gegen NeuN (FOX3/RBFOX3), validiert für WB, IF, IHC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Spleißregulatorprotein für die neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                   |
|-------------------|----------------------------------------|
| Produktname       | NeuN Maus mAb                          |
| Bemerkungen/Alias | FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3              |
| Spezies           | Human                                  |
| GenID (Human)     | 146713                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein von humanem NeuN |
| Herkunft          | Maus                                   |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                 |
| Anwendung         | WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA           |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                     |
| SWISS             | A6NFN3                                 |
| Proteingewicht    | 34kDa                                  |
| Versand           | Eistasche                              |