

Anti-Neuraminidase/Neu1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q99519

Artikelnummer: CM0008043

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Neuraminidase/NEU1 (Sialidase-1), validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Forschung an lysosomaler Sialidase und Studien zum Glykoprotein-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neuraminidase/NEU1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NEU; NANH; SIAL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4758
GenID	4758
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 48-415 von menschlichem Neuraminidase/NEU1 (NP_000425.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99519
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel