

Anti-Neuregulin-3 (Nrg3) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P56975

Artikelnummer: CM0003018

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Neuregulin-3 (NRG3), validiert für WB und ELISA. Geeignet zum Nachweis von NRG3 in humanen, Maus- und Rattenproben. Ein Werkzeug zur Untersuchung von NRG3-ERBB4-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neuregulin-3 (NRG3) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HRG3; pro-NRG3; Neuregulin-3 (NRG3)
Spezies	Human
GeneID (Human)	10718
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 600-720 von humanem Neuregulin-3 (NRG3) (P56975) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P56975
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel