

Anti-Neurod1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q13562

Artikelnummer: CM0023624

Einführung

NEUROD1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches und murines NEUROD1, einen für die Neurogenese und die Differenzierung der Pankreas-Inselzellen kritischen bHLH-Transkriptionsfaktor. Nützlich in der Entwicklungsbiologie und Diabetesforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEUROD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NEUROD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4760
Gen-ID	4760
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-356 von menschlichem NEUROD1 (NP_002491.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q13562
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel