

Kaninchen-Polyclonaler Anti-Neurod1-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13562

Artikelnummer: CM0013756

Einführung

NEUROD1 kaninchen-polyclonaler Antikörper (Q13562) validiert für Western Blot und ELISA, detektiert humanen und Ratten-neurogenen Differenzierungsfaktor 1, einen bHLH-Transkriptionsfaktor, der für Neurogenese und die Entwicklung von pankreatischen Betazellen entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEUROD1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NEUROD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4760
Gen-ID	4760
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q13562
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel