

Anti-Neurod6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Nk8

Artikelnummer: CM0021982

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NEUROD6 (Nex1, Atoh2, MATH2). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Neuroentwicklung und von Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEUROD6-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alternativnamen	Nex1; Atoh2; MATH2; NEX1M; Math-2; bHLHa2; NEUROD6
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	63974
Gen-ID	63974
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 188-337 des humanen NEUROD6 (NP_073565.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96NK8
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku