

Anti-Neurofilament H Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P12036

Artikelnummer: CM0002058

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Neurofilament H (NFH). Validiert für WB, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ein Schlüssel-Intermediärfilamentprotein für den neuronalen Kaliber und die Axonstabilität; ideal für ALS- und CMT-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neurofilament H Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NFH; CMT2CC; Neurofilament H
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4744
GeneID	4744
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12036
Protein-Gewicht	112kDa
Versand	Eisbeutel