

Anti-Neurofilament L Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P07196

Artikelnummer: CM0003522

Einführung

Hochwertiger Neurofilament L Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF, IHC-P und ELISA. Reagiert mit menschlichen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Forschung am neuronalen Zytoskelett und Studien zu neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neurofilament L Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; Neurofilament L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4747
GenID	4747
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-250 von menschlichem Neurofilament L (NP_006149.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07196
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel