

Anti-Neurofilament L Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07196

Artikelnummer: CM0015436

Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen humanes Neurofilament leichtes Polypeptid (NEFL). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Für Forschung an neuronalen Zytoskeletten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neurofilament L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; Neurofilament L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4747
Gen-ID	4747
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 60-250 des menschlichen Neurofilament L (NP_006149.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07196
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel